

# Настройка подключения к API

Настройка подключения состоит из двух пунктов: настройки ЛПУ и пользователя.

- [Настройки ЛПУ для подключения к МДЛП «Маркировка»](#)
- [Настройки пользователя](#)

# Настройки ЛПУ для подключения к МДЛП «Маркировка»

Для настройки подключения нужно перейти в параметры ЛПУ по адресу [Главное меню программы] – [ЛПУ] – [Параметры]. (рисунок 1)

 found or type unknown

Рисунок 1.

В открывшемся окне необходимо перейти во вкладки [Аптека] и [МДЛП].(рисунок 2)

 found or type unknown

Рисунок 2.

Здесь нужно заполнить поля в соответствии с вашим личным кабинетом на сайте «Честного знака».(рисунок 3)


 found or type unknown

Рисунок 3.

- Строка подключения: параметр, указывающий адрес контура, к которому осуществляется подключение. Указывается корневой хост из адресной строки браузера от ЛК МДЛП.

**Обращаем внимание, что для промышленного и тестового контура хосты разные!**

Так же необходимо добавить в адрес «**api.**». Адрес промышленного контура: <https://api.mdip.crpt.ru/>

Следующие три параметра берутся из личного кабинета МДЛП, в разделе «Администрирование» необходимо нажать кнопку «Учетные системы» – далее откроются [Секретный код], [Идентификатор клиента] и [Идентификатор УС].(рисунок 4)

4.png found or type unknown

*Рисунок 4.*

Если УС нет, её надо добавить. Секретный код проявляется, при нажатии ЛКМ на звездочки в поле секретный код. [Идентификатор субъекта обращения] находится на «домашней» странице ЛК МДЛП в поле «Регистрационный номер участника».(рисунок 5)

5.png found or type unknown

*Рисунок 5.*

# Настройки пользователя

Настройка пользователя производится в меню: [Главное меню программы] – [Сервис] – [Администрирование] – [Пользователи системы].(рисунок 1)

6.png

Image not found or type unknown

Рисунок 1.

У выбранного пользователя во вкладках [Аптека] и [МДЛП] соответственно.(рисунок 2)

7.png

Image not found or type unknown

Рисунок 2.

Заполняется поле [Идентификатор пользователя], данные для заполнения поля находятся в ЛК МДЛП в разделе «Администрирование».(рисунок 3)

8.png

Image not found or type unknown

Рисунок 3.

Также необходимо выбрать ЭЦП из ранее установленных, посредством кнопки «Выбрать» в окне настроек пользователя. Настройка системы считается законченной. Если все данные указаны правильно, можно выполнить запрос на получение адреса места осуществления деятельности ЛПУ. Запрос осуществляется нажатием кнопки [Получить], расположенной в настройках ЛПУ в программе, во вкладках [Аптека] – [МДЛП].(рисунок 4)

9.png

Image not found or type unknown

Рисунок 4.

Данные отобразятся в табличной части окна, при условии регистрации мест осуществления деятельности для данной ЛПУ в ЛК. В настройках ЛПУ обязательно должен быть заполнен ИНН, т.к. поиск мест осуществления деятельности проводится по этому параметру.(рисунок 5)

10.png

Image not found or type unknown

Рисунок 5.