



Не для всех вопросов указаны ответы



Данная ошибка в Мастере назначения анализов возникает при включённой настройке обязательных ответов, если перед созданием направления не ответить на все вопросы в опроснике.



Реквизиты | Регистратура | Приемный покой | Листок нетрудоспособности | Нумерация | Свод услуг | Модуль госпитализации | Расчет стоимости

МЭК | Модуль врача | Касса/Платные услуги | Аптека | Родовые сертификаты | Сервис | Флюорография | Свидетельства о рождении/смерти

Модуль проверки случаев | Диетпитание | СЭМД/РЭМД | Экспертизы | **ЛИС (Лаборатория)** | Нетрика | Сбер ТОП-3

Разрешить доступ к неподписанным результатам анализов Назначать в мастере по кабинетам
 Использовать планировщик для назначения исследований Разрешить СИТО только заведующим
Срок актуальности направления на исследования: 0 Количество недель доступных для записи в планировщике: 1
 Не использовать планировщик для стационарных карт Автоматическое выделение исследований при назначении по расписанию
 Обязательны ответы на все вопросы при назначении исследований Запрет направлений на анализы на время раньше текущего
 Использовать текущую дату в мастере анализов для назначений Подписывать результаты из ИФА-планшета
 Выгружать направления в ЦОД только после взятия БМ Разрешить создание направлений на анализы лабораторией
 Фильтровать анализы в мастере анализов по типу оплаты в услугах Автоматическое создание направлений на внешние услуги
 Обязательный диагноз при назначении анализов Разрешить ручное создание направлений

Код печатной формы для печати штрих кодов (по умолчанию):

Код печатной формы для печати штрих кода с направления:

Наименование организации на английском языке:

Адрес организации на английском языке:

Значения по умолчанию для случаев при Направлении из другой МО

Диагноз: ...
Врач: ...
Особый случай: ...
Результат обращения: ...

Решение: ответить на все вопросы или отключить настройку.

Revision #2

Created 16 January 2024 07:35:46

Updated 28 March 2024 06:56:05

1 2