

Ошибки заполнения полей

Наименование полное, наименование краткое.

изображение.png unknown

Рисунок 1.

Данная ошибка (рисунок 1) возникает при сохранении какого-либо элемента, где есть обязательные поля.

В ошибке пишется перечисление всех незаполненных обязательных полей.

Решение: заполнить поля, указанные в ошибке

Первичный контейнер, Объём доставленного материала, Единица измерения материала.

Ошибка (рисунок 2) может появляться при отборе направлений в свод, если в КСАМУ включен контроль ВИМИС.

1.png not found or type unknown

Рисунок 2.

Перечисленные поля должны быть заполнены в справочнике лабораторных исследований. Подробная настройка описана [тут](#).

Возможна ситуация, когда справочники настроены, но при отборе направлений всё равно появляется ошибка. Подробнее [тут](#).

Врач (мастер назначения анализов).

jpg image.png not found or type unknown

Рисунок 3.

Данная ошибка (рисунок 3) выходит при создании направления через мастер назначения анализов, если в настройках пользователя, оформляющего направление, не заполнено поле "работник".

Решение: откройте справочник "Пользователи системы" (рисунок 4).

 Image placeholder: type unknown

Рисунок 4.

Выберите пользователя, у которого появляется ошибка, и двойным щелчком левой кнопкой мыши либо кнопкой редактирования откройте настройки пользователя (рисунок 5).

 Image placeholder: type unknown

Рисунок 5.

Заполните поле "Работник". (рисунок 6)

 Image placeholder: type unknown

Рисунок 6.

Для заполнения данного поля, нажмите на три точки, чтобы перейти в справочник "Медицинский персонал" и выберите нужного работника. (рисунок 7)

 Image placeholder: type unknown

Рисунок 7.

Revision #6

Created 19 January 2024 12:49:42

Updated 11 July 2024 14:41:39

1 2