

Рассылка результатов исследований на почту пациенту

В КСАМУ реализован функционал, который позволяет осуществлять рассылку результатов лабораторных исследований на почту пациентам. Для этого необходимо настроить данные сервера рассылки в вкладке «сервис» параметров ЛПУ.

1.png not found or type unknown

Рисунок 1.

1. Сервер исходящей почты.
2. Порт.
3. Адрес эл. почты, с которой будет производится рассылка.
4. Пароль от этой почты.

Помимо этой настройки, необходимо выбрать печатную форму, на основании которой будет формироваться PDF-файл для рассылки. Заходим в дополнительные настройки выбранной печатной формы (1) и ставим галочку «Сохранять результат печати» (2).

2.png not found or type unknown

Рисунок 2.

Отмечу несколько особенностей: Если поставить данную галочку более чем в 1 печатной форме, PDF-ки формироваться не будут. При формировании документа «Результат исследования» т.е. при подписании свода результатов исследований – PDF-ки не формируются. Формируются они при переподписании результата исследований. На данный момент так реализовано, чтоб результаты не рассылались сразу всем пациентам из свода (особенно при ошибочном подписании свода).

В дальнейшем планируется доработка функционала рассылки. (

<https://redmine.ksamu.ru/issues/61257>)

Рассылка происходит с периодичностью, настроенной в планировщике заданий сервера КСАМУ. Задание «Рассылка почты и СМС».

3.png
Image not found or type unknown

Рисунок 3.

Почта пациента берется с элемента справочника пациентов.

4.png
Image not found or type unknown

Рисунок 4.

Revision #5

Created 3 March 2024 07:28:23

Updated 11 July 2024 14:41:39

1 2