

# Вкладка 7. "Результаты анализов"

На данной вкладке отображается информация о результатах проведенных анализов (рисунок 1).

[1.png](#) Рисунок 1 Вкладка «7. Результаты анализов» электронной истории болезни

Результаты подсвечены разными цветами по принципу:

-  зеленый - норма;
-  голубой - ниже нормы;
-  красный - выше нормы;
-  желтый - норма не определена;
- белый - норма не настроена.

Так же в карту можно добавить результаты из предыдущих случаев пациента. Для этого необходимо нажать на кнопку "Добавить результаты из других карт". Откроется окно с результатами анализов пациента за выбранный период (рисунок 2). В окне необходимо выбрать двойным щелчком требуемый анализ и нажатии на кнопку "Выбрать". Выбранный результат добавится в текущий случай (рисунок 3).

[2.png](#) Рисунок 2 Результаты исследований из других карт

[3.png](#) Рисунок 3 Результаты исследований по текущему и предыдущим случаям

Если у пациента несколько результатов одного исследования, то можно отследить динамику изменения показателей. Для этого необходимо нажать двойным щелчком на параметр исследования. В открывшемся окне отобразится график с изменения показателя за выбранный период времени (рисунок 4).

[4.png](#) Рисунок 4 График по параметру «Удельный вес»

---

Revision #5

Created 3 June 2024 12:47:06

Updated 21 June 2024 09:47:47

1 2