Типовые результаты (шаблоны ЛИС)

При выполнении цитологических или микробиологических лабораторных исследований применяется описательный способ оценки результатов. Зачастую одни и те же описания могут использоваться в ряде анализов, где получен один и тот же результат. Соответственно в лаборатории может формироваться свой перечень шаблонов заключений и результатов анализов. Для формирования данного перечня типовых описаний в лабораторном модуле КСАМУ разработан функционал под названием «Типовой результат исследования». На рисунке 1 показано, где располагается журнал типовых результатов:




Рисунок 1

Выглядит данный журнал следующим образом (см. Рисунок 2):




Рисунок 2

В журнале хранятся созданные ранее типовые результаты исследований: тестовый№1, тестовый№2, тестовый№3. Для того чтобы создать новый типовой результат, нужно нажать на кнопку «+» вверху слева (см. Рисунок 3).




Рисунок 3

Далее необходимо обязательно заполнить поля в красной рамке, чтобы результат был создан и сохранён (см. Рисунок 4). Поле "Код" тоже необходимо заполнить вручную, так как по заказу клиента его формат должен быть цифробуквенный. Далее оно будет использоваться для быстрого поиска и ввода с клавиатуры через запятую. Также дополнительно для цитологического исследования можно указать Владельца (1), Анализ (2), Назначенную окраску из списка (3), Заключение врача (4), Комментарий (5), Результат (6):





Рисунок 4

одимо
ксе
дельца



Рисунок

5




Рисунок 6

После ввода необходимых данных нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Теперь новый типовой результат добавлен в журнал. В дальнейшем можно использовать данные шаблоны типовых результатов при заполнении результатов цитологических или микробиологических исследований.

Чтобы перейти к заполнению результатов необходимо открыть «Документы» -> «Лаборатория» -> «Направления на исследование» (см. Рисунок 7).




Рисунок 7

Отфильтровав направления по дате и лаборатории, а также по другим параметрам (см. Рисунок 8).




Рисунок 8

Выберите двойным кликом нужное направление. Откроется окно, где отображена информация выбранного исследования. Нажмите на кнопку «Результаты» (см. Рисунок 9), чтобы отобразить окно, где заполняются результаты исследования, направление на которое выбрали.




Рисунок 9

Цитологическое исследование:

Откроется окно, в котором заполняется результат цитологического исследования (Рисунок 10):




Рисунок 10

Функционал типовых результатов шаблонов становится видимым и активным **только если** выбрать направление, где анализ имеет вид исследований «Цитологические исследования». В данном случае поле «Типовой результат исследования» с возможностью выбора перечня типовых результатов становится активным (см. Рисунок 11):




Рисунок 11

При нажатии на три точки (Рисунок 12), открывается журнал типовых результатов, где присутствуют фильтры (Рисунок 11) по Владельцу(1) и по Анализу(2):




Рисунок 12 Нажать на три точки




Рисунок 13 Фильтры

Из журнала нужно выбрать типовой результат, после чего в соответствующие поля, изображенные на рисунках ниже, будут добавлены «Информация об исследованных материалах» (Рисунок 14), «Результат» (Рисунок 15), «Заключение» (Рисунок 16):




Рисунок 14 Информация о биоматериалах




Рисунок 15 Результат (текст)




Рисунок 16 Заключение

Микробиологическое исследование:

Откроется окно, в котором заполняется результат микробиологического исследования (Рисунок 17):





Рисунок 17

Функционал типовых результатов шаблонов становится видимым и активным ***только если*** *выбрать направление, где анализ в лаборатории, у которой в настройках стоит галочка в*

чекбоксе "Лаборатория бактериологическая". В данном случае поле «Типовой результат исследования» с возможностью выбора перечня типовых результатов становится активным.

Из журнала нужно выбрать типовой результат, после чего будет добавлен в поле



исследования» и
ображённые выше.

Рисунок 18 Коды

шаблонов

Стоит иметь ввиду, что если нажать на три точки и заново выбрать нужный типовой результат исследования, то «Информация о биоматериалах», «Результат» и «Заключение»

будут добавлены в соответствующих окнах. Таким образом конечное описание результатов исследований можно формировать из множества «кирпичиков» — шаблонов типовых результатов.

Revision #11
Created 26 July 2024 09:04:32
Updated 26 August 2024 08:25:03
1 14